

ABENA®

Produktdatablad

Låg, Abena Gastro, TowerPac, 8,5cm, Ø9cm, klar, PET, med skruefunktion

Varenummer : 1000002986
Version : 01
Varegruppe : Towerpac
Forpakninger : 1000 stk = 1 kolli
14 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Låg
Varemærke: Abena
Vareserie: Gastro
Farve: klar
Materiale: PET
Features: med skruefunktion
Højde: 8,5 cm
Diameter: 9 cm
Vægt, netto: 2,6 g
Certifikater: Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler: Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU
Produktbeskrivelse: TowerPac systemet er den nye og hygiejniske løsning til organiseret, sikker og præsentabel opbevaring af mad - uanset om maden transporteres eller står opbevaret. En sammenlåsende mekanisme mellem låg og bunde, gør det muligt at stable beholdere oven på hinanden på en sikker måde. Dette sikrer lækagefri transport og optimal beskyttelse af maden. Er ideel til erhverskøkkener, madleverandører, delikatesser, takeawayrestauranter og grossister.
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares rent og tørt.
Temperaturtolerance: Til alle typer fødevarer ved temperatur op til +40°C og op til +70°C i max 2 timer.
Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 1000002982, 1000002984, 1000002985