

Varenummer 1000002988

Håndtag, HEINE, BETA 4, Ø23mm, USB genopladelig



Produktbeskrivelse

HEINE genopladeligt håndtag komplet med Li-ion genopladeligt batteri, BETA 4 USB bundindsats, USB ledning og medicinsk godkendt USB strømforsyning. Er kompatibel med alle HEINE BETA 3,5 V XLH og LED udstyrstykker, samt HEINE K-180 udstyrstykker.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Håndtag
Varemærke	HEINE
Model	BETA 4
Features	USB genopladelig
Diameter	23 mm
Strømspecifikationer	2,5V/3,5V
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	19.5 cm	11.2 cm	8 cm	4053755182572



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.