

Varenummer 1000003011

Reservedelskit, Littmann, Classic II S.E, sort**Produktbeskrivelse**

Littmann reservedelskit til classic II S.E stetoskop, indeholder membran, gummiring samt ørepropper.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Reservedelskit
Varemærke	Littmann
Model	Classic II S.E
Farve	Sort
Certifikater	CE
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	22 cm	21 cm	11 cm	50707387772968
stk	1 stk				707387772963



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.