



Varenummer 1000003014

Absorberende bandage, Cutimed Sorbion Sachet XL, 25x45cm, hvid, steril, engangs

- ✓ Hurtig og sikker absorption
- ✓ Tids- og omkostningsbesparende
- ✓ Høj absorptionsevne
- ✓ Lang anvendelsestid
- ✓ Færre bandageskift
- ✓ Færre behandlingsudgifter
- ✓ Reducerer lugtgener
- ✓ Øger livskvaliteten



Produktbeskrivelse

Superabsorberende bandage til store sår. Bandagen er let at applicere og gør med den unikke Hydration Response-teknologi dem til det rette valg til behandling af kraftigt væskende sår. Formen og størrelsen på Cutimed Sorbion Sachet XL er specialdesignet til behandling af moderat til kraftigt væskende sår, der er vanskelige at bandagere på steder som fx underben, os sacrum, brystkasse, lår og nedre del af abdomen. Øger sikkerhed ved kun en forbinding. Forenkler behandling af store sår. Kan anvendes under kompression.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Absorberende bandage
Varemærke	Cutimed
Vareserie	Sorbion Sachet XL
Farve	Hvid
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Fibermatrix og geldannende polymerer
Længde/dybde	25 cm
Bredde	45 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	100 stk	60 cm	40 cm	45 cm	
pk	10 stk	3.6 cm	2.3 cm	8 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE