




Varenummer

1000003071

Trådhyld, Liebherr, 48cm, stål, til køleskab

Specifikationer

Produktbetegnelse	Trådhyld
Varemærke	Liebherr
Features	Til køleskab
Materiale	Stål
Længde/dybde	48 cm
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Trådhyld til Liebherr køleskab.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	0 cm	0 cm	0 cm	5703538370748
stk	1 stk				