



Varenummer 1000003080

Testchip, iLine microINR



Produktbeskrivelse

Patientnær test til opfølgning af antikoagulationsbehandling. Måleprincippet er baseret på mikrofluid og et indbygget overvågningssystem. Måleområdet: 0,8-8 INR.

anvendes med Iline microINR apparat.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Testchip
Varemærke	Iline microINR
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	25 stk	6.2 cm	6.2 cm	6.2 cm	8436540290359
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.