



Varenummer 1000003080

## Testchip, iLine microINR



## Produktbeskrivelse

Patientnær test til opfølgning af antikoagulationsbehandling. Måleprincippet er baseret på mikrofluid og et indbygget overvågningssystem. Måleområdet: 0,8-8 INR.

anvendes med Iline microINR apparat.

## Specifikationer

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Testchip                          |
| Varemærke                        | Iline microINR                    |
| Certifikater                     | CE.                               |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Generel                           |
| Direktiver, lovgivning og regler | IVD Direktivet 98/79/EC           |
| Bortskaffelse af produkt         | Afleveres på miljøstation.        |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes. |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde  | EAN           |
|-------|------------|--------|--------|--------|---------------|
| pk    | 25 stk     | 6.2 cm | 6.2 cm | 6.2 cm | 8436540290359 |
| stk   | 1 stk      |        |        |        |               |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.