



microINR

When you need to speed up



microINR

When you need to speed up

microINR er et hurtigt system til måling af INR-værdi hos Warfarin behandlet patienter. Hurtige resultater med microINR giver sundhedspersonale mulighed for at træffe rettidige beslutninger om behandlingen. Selvvovågningspatienter kan på under 1 minut selv og nemt måle deres værdier. Systemet testprocedure er meget enkel og nem at håndtere. Og du behøver ikke at bruge din kostbare tid på ekstra rengøring af systemet, da det nemt vedligeholdes.

HURTIGT OG NEMT AT ANVENDE

- » Lille og handy instrument
- » Automatisk kalibrering
- » Enkeltvis pakket chips – opbevares ved stuetemperatur
- » Pålidelige resultater på 30 sekunder
- » Ingen faste rengøringsmålinger



www.oriondiagnostica.dk

Bestil dit microINR instrument i dag!

Produkt	Varenr.
microINR Meter	142353
microINR Chips, 25 pcs	149438
microINR EasyControl, 5x2ml	144991

Kontakt os!

Tlf. 8614 0000

E-mail: orion@oriondiagnostica.dk

Ordre: ordre@oriondiagnostica.dk

