

Varenummer 1000003084

Ansats for øretragt, Welch Allyn, M,  
sort, SofSeal, til Welch Allyn øretragte  
med Ø 3-5 mm



## Produktbeskrivelse

SofSeal ansats til øretragte anvendes i forbindelse med udførelse af pneumatisk otoskopi. Passer til Welch Allyn øretragte med en diameter på 3-5 mm. Påsættes øretragten for at danne lufttæthed. Insufflationsballon kan tilkøbes.

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Ansats for øretragt
Varemærke	Welch Allyn
Størrelse	M
Farve	Sort
Features	SofSeal, til Welch Allyn øretragte med Ø 3-5 mm
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	EN 60601-1
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988, MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	80 stk	6 cm	6 cm	6 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.