

Varenummer 1000003111

**Iltslange, 50m, hvid, usteril, indre/ydre
Ø 7/10 mm**

Produktbeskrivelse

Anvendes til iltbehandling. Latexfri.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Iltslange
Farve	Hvid
Features	Usteril, indre/ydre Ø 7/10 mm
Materiale	PVC
Længde/dybde	50 m
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	7 stk	59 cm	39 cm	39 cm	5703538370670
stk	1 stk				5701636001700



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.