



Varenummer 1000003142

Vægophæng til toiletbørste, 5x5cm, stål, rustfrit stål

✓ Til vægmontering

Produktbeskrivelse

Beslag til vægmontering af toiletbørster.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Vægophæng til toiletbørste
Farve	Stål
Materiale	Rustfrit stål
Bredde	5 cm
Højde	5 cm
Vægt, netto	200 g
Inkluderet tilbehør	Skruer og rawplugs
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	19 cm	19 cm	18 cm	5703538327711
stk	1 stk				



Produktet bruges til rengøring af toiletter.