



Varenummer 1000003142

## Vægophæng til toiletbørste, 5x5cm, stål, rustfrit stål

✓ Til vægmontering

### Produktbeskrivelse

Beslag til vægmontering af toiletbørster.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Vægophæng til toiletbørste
Farve	Stål
Materiale	Rustfrit stål
Bredde	5 cm
Højde	5 cm
Vægt, netto	200 g
Inkluderet tilbehør	Skruer og rawplugs
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	19 cm	19 cm	18 cm	5703538327711
stk	1 stk				



Produktet bruges til rengøring af toiletter.