


**Varenummer** 1000003239

## Burgerboks, 19x19x8,2cm, 2900 ml, brun, kraft, med hængslet låg, large

- ✓ Giv dine kunder den bedste madoplevelse
- ✓ Ideel til takeaway



### Produktbeskrivelse

ABENAs burgerboks med hængslet låg er især egnet som emballage til fastfood. Maden holdes varm og bevarer sin sprødhed.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Burgerboks
Farve	Brun
Features	Med hængslet låg, large
Materiale	Kraft
Længde/dybde	19 cm
Bredde	19 cm
Højde	8.2 cm
Vægt, netto	27 g
Rumindhold, netto	2900 ml
Tykkelse	255 g/m <sup>2</sup>
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	Fra 0°C til 70°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	62.2 cm	40.6 cm	44.2 cm	5703538371295
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er lavet af pap.

