


Varenummer 1000003239

Burgerboks, 19x19x8,2cm, 2900 ml, brun, kraft, med hængslet låg, large

- ✓ Giv dine kunder den bedste madoplevelse
- ✓ Ideel til takeaway



Produktbeskrivelse

ABENAs burgerboks med hængslet låg er især egnet som emballage til fastfood. Maden holdes varm og bevarer sin sprødhed.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Burgerboks
Farve	Brun
Features	Med hængslet låg, large
Materiale	Kraft
Længde/dybde	19 cm
Bredde	19 cm
Højde	8.2 cm
Vægt, netto	27 g
Rumindhold, netto	2900 ml
Tykkelse	255 g/m ²
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må hverken anvendes i mikrobølgeovn eller almindelig ovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	Fra 0°C til 70°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	62.2 cm	40.6 cm	44.2 cm	5703538371295
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er lavet af pap.

