

ABENA®

Produktdatablad

Rengøringsklud, ENA Platin, 32x32cm, gul, mikrofiber

Varenummer : 1000003337
Varegruppe : Mikrofiberklude
Forpakninger : 10 stk = 1 pakke
10 pakker = 1 kolli
30 kolli = 1 palle



DRY



MOIST



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Rengøringsklud
Varemærke: ENA
Vareserie: Platin
Farve: gul
Materiale: mikrofiber
Ingredienser/sammensætning: 80% polyester, 20 % polyamid
Længde/dybde: 32 cm
Bredde: 32 cm
Tykkelse: 530 g/m2
Produktbeskrivelse: Mikrofiberklud af højeste kvalitet. Kluden har en ekstra høj sugsevne.
Vaskeanvisninger: Kan vaskes ved 95°C. Kan tørretumbles ved 55°C. Undgå brug af klor og skyllemiddel, da det forringer sugsevnen. Tåler op til 500 vaske. Kan krympe op til 10%.
Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.