

Varenummer 1000003353

Enteral ernæringspumpe, Compat Ella, 14cm

- ✓ Bærbar enteral ernæringspumpe
- ✓ Let at lære og forstå
- ✓ Nøjagtig og sikker
- ✓ Robust
- ✓ Mobil
- ✓ Avancerede funktioner



Produktbeskrivelse

Compat Ella-pumpen er en innovativ, ny, bærbar enteral ernæringspumpe med et unikt, farvet og brugervenligt interface. Pumpen har følgende funktioner: kontinuerlige og intervalstyrede ernæringsprogrammer; fra 1 ml til 4000 ml med eller uden dosisbegrænsning; flowhastigheder fra 1 ml/t til 600 ml/t; hastighed og tilførselsforløb er altid synligt i driftsmodus; en farveskærm med letforståelige symboler for pumpestatus, batterilevetid og pumpemodus; et tydeligt, U-formet tastatur med intuitiv, ikon baseret mærkning; fuld tekstlinje på skærmen, der viser pumpestatus og er nyttig ved programmering af ernæringsterapi og problemløsning; alarmer for opadgående og nedadgående tilstopning og alarm for luft i slangen; +-5% tilførselspræcision; AAFF-teknologi (Auto-Anti-Free-Flow der øger patientsikkerheden); separat tilførselshistorik for 1) aktuel ernæringsterapi og 2) kumulativ volumen; tastaturlås, så utilsigtede ændringer undgås; 5-års serviceinterval; kan rengøres under rindende varmt vand; lav vægt; 24-timers batterilevetid ved en tilførselshastighed på 125 ml/t; teraplilås så utilsigtede ændringer i behandlingen undgås; 30-dages historik over volumentilførslen. Kontakt venligst kundeservice for mere information om ernæringspumpen f.eks. vedrørende muligheder for leje af ernæringspumpen, service, tilskud m.m.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Enteral ernæringspumpe
Varemærke	Compat
Vareserie	Ella
Engangs/flergangs	Flergangs
Længde/dybde	14 cm
Certifikater	CE, Der Grüne Punkt
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	2 års garanti
Bortskaffelse af produkt	Returneres til Abena.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	34 cm	22 cm	9 cm	7613035112681



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Der Grüne Punkt er et tysk miljømærke på emballage, som viser, at producenten af emballagen bidrager til indsamling og genanvendelse af produktet. Dette forbedrer producentens brug af råvarer og fremhæver produktets miljøvirkning.