

Varenummer 1000003362

**Personvægt, Kern MPS200K100PM,
sort, standervægt, professionel, med
medicinsk certifikat, max 200 kg**

Produktbeskrivelse

Anvendes til vejning af person og kan derudover måle BMI. Inkl Tarafunktion (nulstilling og tilvejningsfunktion). Mulighed for batteridrift. Dynamisk vægtfunktion, som giver mulighed for at veje urolige patienter. Indbygget indikator som sikrer præcis afbalancering af vægten.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Personvægt
Varemærke	Kern
Vareserie	MPS200K100PM
Farve	Sort
Features	Standervægt, professionel, med medicinsk certifikat, max 200 kg
Graduering	100 g
Længde/dybde	44.5 cm
Bredde	27.5 cm
Højde	102.5 cm
Vægt, netto	6.6 kg
Vægt, brutto	10.1 kg
Strømspecifikationer	Batterier eller strømforsyning
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	0 cm	0 cm	0 cm	5703538372384