

Varenummer 1000003388

Otoskopisæt, HEINE, BETA 200, stål, LED, komplet



Produktbeskrivelse

HEINE Beta 200 LED fiber optisk otoskopisæt, leveres med BETA 200 otoskop hoved udført i metal, forstørre 3 X, har ridsefri glas linse, forstørrelsesglas som kan skubbes til side for indførelse af instrumenter og mulighed for tilslutning af ballon for udførelse af Siegelstest. HEINE LEDHQ pære som holder hele otoskopets levetid. Desuden medfølger, BETA4 genopladeligt USB-håndtag med USB-ledning og strømforsyning, 4 flergangs øretragte (2,4mm-5,0mm), 10 AllSpec engangsøretragte lavet af genanvendt plast (4mm) og hard case etui der skærmer mod stød. Håndtaget er kompatibelt med alle HEINE 3,5 V XLH og LED udstyrstykker.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Otoskopisæt
Varemærke	HEINE
Model	BETA 200
Farve	Stål
Features	LED, komplet
Strømspecifikationer	3,5V
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	19 cm	12 cm	10.5 cm	4053755183166



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.