



Varenummer 1000003393

Sko, Euro-Dan Classic, 47, sort, SRC, O1, snøre, perforeret, vidde 13

Produktbeskrivelse

Fodtøj til brug i levnedsmiddel- og sundhedssektoren. Fodtøjet er godkendt til brug i disse segmenter.

Specifikationer

| | |
|-------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Sko |
| Varemærke | Euro-Dan |
| Vareserie | Classic |
| Størrelse | 47 |
| Farve | Sort |
| Features | SRC, O1, snøre, perforeret, vidde 13 |
| Materiale | Permair læder, PU |
| Produkt- eller teststandarder | EN 20347: 2012 |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|--------|---------|-----|
| kl | 1 par | 32.8 cm | 23 cm | 13.2 cm | |
| par | 1 par | | | | |