



Varenummer 1000003399

Sko, Euro-Dan Classic, 48, sort, SRC, O1, snøre, perforeret, vidde 13

Produktbeskrivelse

Fodtøj til brug i levnedsmiddel- og sundhedssektoren. Fodtøjet er godkendt til brug i disse segmenter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sko
Varemærke	Euro-Dan
Vareserie	Classic
Størrelse	48
Farve	Sort
Features	SRC, O1, snøre, perforeret, vidde 13
Materiale	Permair læder, PU
Produkt- eller teststandarder	EN 20347: 2012
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 par	37.5 cm	25.4 cm	15.2 cm	
par	1 par				