

Varenummer 1000003458

Resistenslapper, Oxoid, mecillinam,
Kølevare, 25 ug, 1 stk. = 50 tabs

Produktbeskrivelse

Resistenslapper til påvisning af følsomhed/resistens over for det valgte antibiotikum. Antibiotikalapperne er fremstillet af papir med en kode for det enkelte antibiotikum, lapperne er følsomme for fugtighed og varme og skal derfor opbevares i køleskab indtil brug. Resistenslapperne skal opnå stuetemperatur inden applikation på agarplade. Holdbarhed: Efter åbning 7 dage. Længere tids opbevaring af uåbnede pakker foregår i fryser ved - 20 grader celsius.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Resistenslapper
Varemærke	Oxoid
Features	Kølevare, 25 ug, 1 stk. = 50 tabs
Ingredienser/sammensætning	Mecillinam
Vægt, netto	25 µg
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Selvtest
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	156 uger
Holdbarhed, åbnet	1 uge
Temperatur Tolerance	+2° C til +12° C, dog valideret til 48 timer uden køl under transport.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	5 stk	15.2 cm	1.3 cm	1.5 cm	5032384006250
stk	1 stk				5703538374500



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares
køligt.