




Varenummer 1000003527

Tapedispenser, til tape med max bredde 25 mm

Produktbeskrivelse

Tapedispenseren kan anvendes til tape op til 25 mm i bredden - både Micropore tape, autoklavetape og tape til tørsterilisation.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tapedispenser
Features	Til tape med max bredde 25 mm
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Tapedispenseren kan anvendes til tape op til 25 mm i bredden - både Micropore tape, autoklavetape og tape til tørsterilisation.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	20.7 cm	8 cm	9.5 cm	4047389090013