



Varenummer 1000003574



Duftdispenser, Vectair V-Air SOLID MVP, hvid, passiv, til refill

- ✓ Passiv
- ✓ Bevarelse af duftens intensitet
- ✓ Ingen væsker

Produktbeskrivelse

Denne banebrydende passive luftfrisker-refill bruger ikke batterier. Den anvender en fler-faset sub-mikron duftteknologi, hvor duften løber gennem den keramiske kapsel og duftkernen. Dette bevarer duftens intensitet og sikrer gradvis frigivelse af duft i op til 60 dage. For at sprede duften kræver det blot cirkulation og bevægelse af luften, da sub-mikron molekyler forbliver luftbårne i mange timer. Der er ingen væsker og derfor ingen risiko for spild ved installation og service.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Duftdispenser
Varemærke	Vectair
Vareserie	V-Air SOLID MVP
Farve	Hvid
Features	Passiv, til refill
Længde/dybde	7.22 cm
Bredde	7 cm
Højde	13.84 cm

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	23.5 cm	16 cm	17.5 cm	5060060070639
stk	1 stk				