



Varenummer 1000003574



Duftdispenser, Vectair V-Air SOLID MVP, hvid, passiv, til refill

- ✓ Passiv
- ✓ Bevarelse af duftens intensitet
- ✓ Ingen væsker

Produktbeskrivelse

Denne banebrydende passive luftfrisker-refill bruger ikke batterier. Den anvender en fler-faset sub-mikron duftteknologi, hvor duften løber gennem den keramiske kapsel og duftkernen. Dette bevarer duftens intensitet og sikrer gradvis frigivelse af duft i op til 60 dage. For at sprede duften kræver det blot cirkulation og bevægelse af luften, da sub-mikron molekyler forbliver luftbårne i mange timer. Der er ingen væsker og derfor ingen risiko for spild ved installation og service.

Specifikationer

| | |
|-------------------|--------------------|
| Produktbetegnelse | Duftdispenser |
| Varemærke | Vectair |
| Vareserie | V-Air SOLID MVP |
| Farve | Hvid |
| Features | Passiv, til refill |
| Længde/dybde | 6.9 cm |
| Bredde | 6 cm |
| Højde | 14 cm |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|-------|---------------|
| kl | 24 stk | 28.8 cm | 24.2 cm | 31 cm | 5060060071490 |
| stk | 1 stk | | | | 5060060070622 |

