

ABENA®

Produktdatablad

Rengøringsklud, Vileda MicronQuick, 38x40cm, rød, mikrofiber

Varenummer : 1000003668
Varegruppe : Microfiberklude
Forpakninger : 5 stk = 1 pakke
20 pakker = 1 kolli



DRY



MOIST



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Rengøringsklud
Varemærke: Vileda
Vareserie: MicronQuick
Farve: rød
Materiale: mikrofiber
Ingredienser/sammensætning: 70% polyester, 30% polyamid
Længde/dybde: 38 cm
Bredde: 40 cm
Tykkelse: 135 g/m²
Vægt, netto: 0,1 kg
Certifikater: Svanemærket

Produktbeskrivelse: MicronQuick er en effektiv og slidstærk klud, der klarer de fleste udfordringer. Markedets hidtil tyndeste mikrofiber, hvilket giver et mere sikkert, hurtigere og renere resultat, samt en endnu bedre bakterieoptagelse. Egner sig til alle overflader og områder – fra hospitaler, ældrepleje og børneinstitutioner til køkkener og kontorer.

Brugsanvisning: Da polyamid/nylon har en affedtende effekt, anbefales det at bære handsker under brug.

Vaskeanvisninger: Kan vaskes ved 95°C. Tåler op til 500 vaske.

Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.