



Varenummer 1000003701

Reservedelskit, Littmann, Master Classic II, sort



Produktbeskrivelse

Littmann reservedelskit indeholder membran, gummiring samt ørepropper.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Reservedelskit
Varemærke	Littmann
Model	Master Classic II
Farve	Sort
Certifikater	CE.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	21.6 cm	21 cm	11 cm	50707387773071
stk	1 stk				707387773076



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.