



Varenummer 1000003725

Pipetteholder, 100-1000 µl

Produktbeskrivelse

Justerbar pipetteholder med spidsafskyder. Hele pipetten er autoklaverbar.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pipetteholder
Features	100-1000 µl
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	28.5 cm	8.6 cm	4.4 cm	