



Produktdatablad

Automatpipette

Varenummer: 1000003725



Varedeklaration

Forpakning: 12 Stk pr. Æske. Produktbetegnelse: Pipetteholder. Features: 100-1000 µl. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. Direktiver, lovgivning og regler: (EU) 2023/988. Produktbeskrivelse: Justerbar pipetteholder med spidsafskyder. Hele pipetten er autoklaverbar. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes. Tilhørende varer: 227518