



Varenummer 1000003726

Kanyleholder, BD Vacutainer Pronto, transparent, med klik-system, flergangs



Produktbeskrivelse

BD Vacutainer Pronto kanyleholder. Kanylen frigøres ved et enkelt klik og passer sammen med BD Vacutainer kanyler, blodprøvesæt og luer-adaptere. Kanyleholderen kan anvendes flere gange efter grundig rengøring.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kanyleholder
Varemærke	BD
Vareserie	Vacutainer Pronto
Sekundær farve	Transparent
Features	Med klik-system
Engangs/flergangs	Flergangs
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	31.7 cm	12.2 cm	10 cm	50382903688727
pk	20 stk	11.5 cm	6.1 cm	9 cm	30382903688723
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.