



Varenummer 1000003761

## Portionsbæger, 7,5cm, Ø9,5cm, 350 ml, klar, APET

- ✓ Kraftig kvalitet
- ✓ Præsentabelt



### Produktbeskrivelse

Et Ocho bæger er meget velegnet til at servere desserter, små portioner yoghurt eller lignende i. Der kan yderligere tilkøbes en indsats til opbevaring af tilbehør til desserten.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Portionsbæger
Farve	Klar
Materiale	APET
Højde	7.5 cm
Diameter	9.5 cm
Rumindhold, netto	350 ml
Antal lag	1-lags
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EU) 2022/1616, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) 1895/2005
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikroovn.
Temperaturtolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer mellem -40C og stuetemperatur, samt i 2 timer ved 70C.
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer mellem -40°C og stuetemperatur, samt i 2 timer ved 70°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1200 stk	58 cm	39 cm	38.3 cm	5703538388101



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.