



Varenummer 1000003802

Hånddesinfektion gel, Purell, 1200 ml, refill til LTX, 1,2 ml. pr. dosering

- ✓ Vurderet og godkendt af CEI som hånd desinfektion til sundhedssektoren
- ✓ 85% ethanol

Produktbeskrivelse

Bruges på synlig ren og tør hud og evt. efter håndvask hvor det er påkrævet. Der tilføres hånddesinfektionsmiddel, så huden holdes fugtig i 30 sekunder. Hånddesinfektionsmidlet er tilsat glycerin som hudplejemiddel. Lever op til EN1500 og DS2451-2.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Hånddesinfektion gel
Varemærke	Purell
Farve	Klar
Features	Refill til LTX, 1,2 ml. pr. dosering
pH-værdi (konc.)	pH 6,5-8,5
Rumindhold, netto	1200 ml
Direktiver, lovgivning og regler	BPR EU 528/2012
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevar indholdet et sikkert sted. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt i original emballagen.
Holdbarhed	36 måneder
Holdbarhed, åbnet	12 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Der tilføres hånddesinfektionsmiddel nok, så huden kan holdes fugtig i 30 sekunder. Produktet påføres rene, tørre hænder, der fordeles og indgrides overalt på og imellem fingrene, håndryggen og håndfladen samt håndled til tørhed opnås. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærknin-gen og produktoplysningerne før anvendelse.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2 stk	19 cm	13 cm	24 cm	5703538378256
stk	1 stk				5703538378263



Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet er meget brandfarligt.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.