



Varenummer 1000003901

Akupunktur nål, Thai Chai, 75mm, Ø0,35mm, B-type, uden indføringsrør, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes til akupunkturbehandling til dybereliggende punkter. Spidsen er spids/stub.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Akupunktur nål
Varemærke	Thai Chai
Features	B-type, uden indføringsrør
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Stål
Længde/dybde	75 mm
Diameter	0.35 mm
Steriliseringmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	I henhold til udløbsdato på emballagen
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	100 stk	13.6 cm	5.6 cm	5.5 cm	5703538378409
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.