



Varenummer 1000003913

Kanylebeholder, MySharps, 10x5cm, sort, lommemodel, til 25 kanyler



Produktbeskrivelse

Lommebeholderen MySharps bruges til let bortskaffelse af brugte insulinpennåle. Den er sikker, diskret, nem og praktisk i brug i hverdagen, på arbejde eller ved rejser. Lommebeholderen er egnet til alle slags insulinpenne og nålestørrelser.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kanylebeholder
Varemærke	MySharps
Farve	Sort
Features	Lommemodel, til 25 kanyler
Længde/dybde	10 cm
Bredde	5 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	300 stk	59 cm	40 cm	34.5 cm	
pk	3 stk	11 cm	9.5 cm	6.5 cm	5709253000656
stk	1 stk				