




Varenummer 1000003960

**Probe, MT10, til MT10, med
fæstningshul på siden**

Produktbeskrivelse

Anvendes sammen med M10 tympanometer.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Probe
Varemærke	MT10
Features	Til MT10, med fæstningshul på siden
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	13.5 cm	8 cm	3 cm	