



Varenummer 1000004163

THOR

## Dispenser, THOR, One size, sort, PP/SBC, til ørepropper

- ✓ •Dispenser til ørepropper
- ✓ Hygiejnisk 2-klik-system
- ✓ Plads til 600 par ørepropper
- ✓ Optimal til vægmontering
- ✓ Sikrer en god hygiejne

### Produktbeskrivelse

Dispenser til THOR ørepropper. Maximum kapacitet = 600 ørepropper. Den praktiske dispenser kan enten stå løst eller hænges op. \* H: 47 cm D: 19 cm B: 17 cm

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	THOR
Størrelse	One size
Farve	Sort
Features	Til ørepropper
Materiale	PP, SBC
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	3 stk	58 cm	39 cm	21 cm	5709168974332
stk	1 stk				5709168900102