



Varenummer 1000004163

THOR

Dispenser, THOR, One size, sort, PP/SBC, til ørepropper

- ✓ •Dispenser til ørepropper
- ✓ Hygiejnisk 2-klik-system
- ✓ Plads til 600 par ørepropper
- ✓ Optimal til vægmontering
- ✓ Sikrer en god hygiejne

Produktbeskrivelse

Dispenser til THOR ørepropper. Maximum kapacitet = 600 ørepropper. Den praktiske dispenser kan enten stå løst eller hænges op. * H: 47 cm D: 19 cm B: 17 cm

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	THOR
Størrelse	One size
Farve	Sort
Features	Til ørepropper
Materiale	PP, SBC
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	3 stk	58 cm	39 cm	21 cm	5709168974332
stk	1 stk				5709168900102