



Varenummer 1000004238

Superabsorberende bandage, Curea P1, 13x5,5cm, hvid, uden klæber, steril, engangs

- ✓ Høj absorptionskapacitet og hastighed
- ✓ Fremragende væskefordeling
- ✓ Sikker væskehåndtering - også under kompression
- ✓ Sikker bakteriel håndtering
- ✓ Nedsat risiko for maceration af hudomgivelser
- ✓ Stærk lugtkontrol



Produktbeskrivelse

Curea P1 superabsorber anvendes som absorberende bandage ved moderat til kraftigt væskende sår. Bandagen består af en midte af cellulose og superabsorbanter, og indersiden er af et meget hudvenligt og gennemtrængeligt materiale, der binder væske, blod og bakterier i bandagen, og har en høj retensionsevne. Bandagen er således meget velegnet under kompression. Bagsiden er åndbar og er dokumenteret væske- og bakterietæt, og er fri for lim og bindemidler.

Bandagen sikrer hurtig og effektiv absorption af eksudat og minimerer risikoen for maceration af hudomgivelser. Må ikke anvendes til tørre sår eller ved sår med blottede muskler, sener og knogler.

Kan ligge på såret i op til 7 dage, og skal fikseres med sekundær bandage.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Superabsorberende bandage
Varemærke	Curea
Vareserie	P1
Farve	Hvid
Features	Uden klæber, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PP, cellulose, SAP, perforeret PE/PP film
Længde/dybde	13 cm
Bredde	5,5 cm
Størrelse på sårpude	3,5 x 11 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør ikke klippes i. Må ikke anvendes til tørre sår. Må ikke anvendes på slimhinder, øjne, sener og knogler.
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	520 stk	58 cm	39.6 cm	31 cm	4260223631337
pk	10 stk	27.5 cm	14.5 cm	2.5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE