



Varenummer 1000004242

Superabsorberende bandage, Curea P1 DUO Active, 20x10cm, hvid, med aktivt kul, uden klæber, steril

- ✓ Kan applikeres fra begge sider
- ✓ Høj åndbarhed
- ✓ Sikker retention og binding af bakterier
- ✓ Absorberer og binder blod
- ✓ Reducerer lugtgener
- ✓ Skånsom debridering
- ✓ Minimeret risiko for maceration
- ✓ Stor fleksibilitet



Produktbeskrivelse

Curea P1 Duo Active er en steril, ikke klæbende superabsorberende bandage med aktivt kul, som kan anvendes ved lavt til kraftigt væskende sår. Den superabsorberende midte binder væske, blod og bakterier i bandagen, og har en høj retensionsevne, og er således meget velegnet under kompression.

Det aktiverede kul eliminerer dårligt lugt (dampe), men binder, qua dets meget åbne struktur, også molekyler, herunder bakterier, og kan derfor betegnes som værende dekontaminerende. Produktet kan absorbere fra begge sider og består af et hudvenligt og gennemtrængeligt nonwoven materiale, der sikrer hurtig absorption. Midten består af cellulose og superabsorbanter, den patenterede SuperCore, samt et lag af aktivt kul.

Curea P1 Duo Active er helt fri for lim og bindemidler og sikrer derved hurtig og effektiv absorption af ekssudat, hvorved risikoen for maceration reduceres og antallet af bandageskift minimeres.

Kan ligge på såret i op til 7 dage. Fikses med sekundær bandage.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Superabsorberende bandage
Varemærke	Curea
Vareserie	P1 DUO Active
Farve	Hvid
Features	Med aktivt kul, uden klæber, steril
Ingredienser/sammensætning	PP, cellulose, superabsorberende polymer
Længde/dybde	20 cm
Bredde	10 cm
Størrelse på sårpude	8 x 18 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør ikke klippes i. Må ikke anvendes til tørre sår. Må ikke anvendes på slimhinder, øjne, sener og knogler.
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	480 stk	0 cm	0 cm	0 cm	
pk	10 stk	27.5 cm	14.5 cm	2.8 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt