



qufora® IrriSedo

Qufora® IrriSedo Minisystem

Naturlig og nænsom rektal irrigation.

**Qufora® IrriSedo Minisystem er nemt at bruge
– også på farten.**

Hver 10. af os har problemer med afføringen, som vi enten ikke kan holde på eller komme af med – til skade for helbred og livskvalitet.

Med rektal irrigation får du kontrol over din afføring, reducerer tiden på toilettet væsentligt og **bestemmer selv tid og sted.**

Qufora® IrriSedo Minisystem er velegnet til mindre afføringsproblemer og kan også anvendes af børn.

NYHED
Coated
engangs-
konus





IrriSedo Minisystem



Velegnet til

- mindre afføringsproblemer
- at afhjælpe ufrivillig afføring og/eller forstoppelse
- rensning af rektal-stump
- behandling af børn med forstoppelse
- bagvægsprolaps
- at skylle rent efter toiletbesøg

Qufora® IrriSedo Minisystem er et hygiejnisk og enkelt system, der kan betjenes med kun én hånd. Systemet består af en pumpe og en udskiftelig konus. Konussen er coated med et glidemiddel, som aktiveres med vand umiddelbart før brug. Konussen indføres i endetarmen, hvorefter vandet pumpes ind. Systemet fjernes, og vand og afføring løber ud i toilettet.

Qufora® IrriSedo Minisystem kan bruges hjemme, men er også nemt at tage med på job eller på ferie. Systemet er også velegnet til behandling af børn. Er der behov for lidt mere vand og bedre balancefunktion samt flere pump, kan en forlængerslange* benyttes. Systemet skal bruges regelmæssigt, helst hver dag, for at opnå kontinens og modvirke forstoppelse.

KONTINENS

Ved daglig brug opnås kontinens, og forstoppelse modvirkes

LIVSKVALITET

Social livskvalitet og almen fysisk tilstand forbedres generelt

VELVÆRE

Ingen gener ved forstoppelse såsom manglende appetit, oppustethed, træthed og kvalme

HYGIEJNE

Forbedret intimhygiejne som følge af kontinens

KONTROL

Kontrol genvindes, så afføringsproblemer ikke længere styrer hverdagen

HELBRED

Reducerer risiko for urinvejsinfektion og hæmorider

Reducerer indtagelse af laksativer

Qufora® IrriSedo Minisystem

REF-nummer	Produkt	Indhold
53601-030	Mini 30	1 håndpumpe, 30 konusser
53601-015	Mini 15	1 håndpumpe, 15 konusser
52715-015	Tilbehørssæt - forlængerslange*	15 forlængerslanger

Producent

MBH-International A/S
Gydevang 28-30
DK-3450 Allerød
Danmark

Tel: +45 88 30 05 92
Fax: +45 88 30 05 93
info@qufora.com
www.qufora.com

myqufora®

Telefon: **70 70 79 25**

Email: **myqufora@qufora.com**