


Varenummer 1000004265

Irrigationssæt, Qufora IrriSedo, Mini system, 15 konus

✓ Anvendes til rectal irrigation.



Produktbeskrivelse

Anvendes til rectal irrigation pga. fx forstoppelse eller afføringsinkontinens. Bør kun anvendes efter instruktion og oplæring. Sættet indeholder 15 konus (engangs, coated, 7,5 cm lang, spidsens diameter er 8 mm), 1 pumpe (17 cm lang, 90 ml), 1 pose til opbevaring af pumpe og konus. Der kan købes ekstra konus og forlængerslanger.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Irrigationssæt
Varemærke	Qufora
Vareserie	IrriSedo
Features	Mini system, 15 konus
Materiale	DOTP, NBR, PU, PVC, PVP, TOTM
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	8 stk	51 cm	23 cm	32.5 cm	5710187007093
stk	1 stk				5710187007086



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

