



Varenummer 1000004321

Penkanyle, BD Autosield Duo, 30G, 5 x 0,3mm, med sikkerhedsskjold, steril

✓ Dobbelt sikring



Produktbeskrivelse

BD Autosield penkanyle er en sikkerhedspenkanyle, der giver beskyttelse i begge kanyleender.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Penkanyle
Varemærke	BD
Vareserie	Autosield Duo
Features	5 x 0,3mm, med sikkerhedsskjold, steril
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	30G
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Begge skjolde låses automatisk efter injektion for at forhindre stikskader fra begge ender af kanylen. Kompatibel med alle penne, der anvendes til diabetesbehandling.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	8 pk	29.5 cm	24.8 cm	23.5 cm	
pk	100 stk	14.2 cm	10.7 cm	11.4 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt