

Varenummer 1000004334

ESR-stativ, Vacuette, manuel aflæser til 10 sækningsrør



Produktbeskrivelse

Manuel aflæser til vacuette sækningsrør. På systemet aflæses efter 30 minutter - 1 times Westergren. 2 timers Westergren anbefales ikke at udføre p.g.a den snævre skalagraduering. Kan rumme 10 sækningsrør.

Specifikationer

Produktbetegnelse	ESR-stativ
Varemærke	Vacuette
Features	Manuel aflæser til 10 sækningsrør
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afløberes på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	8 stk	28.5 cm	19.2 cm	29 cm	39120017578186
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.