



Varenummer 1000004335

Sænkingsrør, Vacuette, 1,5 ml, med 3,2 % bufferet trisodiumcitratopløsning**Produktbeskrivelse**

Vacuette ESR-rør anvendes til fastlæggelse af sænkingsreaktionen. Aflæses manuelt via ESR-stativet. Vacuette ESR-rør indeholder en 3,2% bufret trisodiumcitratopløsning (0,109 mol/l). Vacuette ESR-systemet er baseret på Westergren-metoden.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sænkingsrør
Varemærke	Vacuette
Features	Med 3,2 % bufferet trisodiumcitratopløsning
Rumindhold, brutto	1.5 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	1 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	800 stk	38.8 cm	38.2 cm	29.5 cm	39120017575260
pk	50 stk	19 cm	9.5 cm	13.2 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.