



Varenummer 1000004377

Blodtryksapparat, Microlife, BP B3 Comfort PC, 138x94,5x62,5mm, hvid, fuldautomatisk, MAM, PAD, IMT, M/L manchet



Produktbeskrivelse

Blodtryksapparatet Microlife BP B3 Comfort PC er udstyret med Comfort+ teknologi som sikre nøjagtig og skånsom måling under oppumpning af blodtryksmanchetten. IHB-teknologi som indikerer at et uregelmæssigt hjerteslag detekteres. Knappen på siden af blodtryksapparatet gør det muligt at vælge mellem standard (enkelt måling) eller MAM-metode (blodtrykket måles automatisk 3 gange, hvor gennemsnitligt blodtryk vises i displayet efter endt måling). Apparatet gemmer automatisk resultater efter endt måling, hukommelseskapaaciteten rummer 99 målinger, herefter overskrives den ældste måling. Det er muligt at gemme resultater for 2 individuelle personer, ved hjælp af brugerknappen placeret på siden af apparatet. Når 75 % af batterikapaciteten er opbrugt vil batterisymbolet begynde at blinke. Blodtryksdataene kan uploades til computer via USB-kabel (inkluderet) ved hjælp af Microlife BPA software, som gratis kan hentes på Microlife hjemmeside (www.microlife.com). Anvender 4 stk. 1,5 V AA-batterier. Leveres med: 1 stk. blød taske, 1 stk. M/L soft manchet (22 - 42 cm.), 1 stk. strøm-forsyning og dansk brugervejledning. Microlife blodtryksmanchet tilkobles vha. varenummer1000011857 Konnektor. Producenten anbefaler, at der udføres en præcisionstest (kalibrering) hvert 2. år eller efter mekaniske påvirkninger (fx efter at være tabt). Klinisk valideret/testet, BHS protocol A/A

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodtryksapparat
Varemærke	Microlife
Model	BP B3 Comfort PC
Farve	Hvid
Features	Fuldautomatisk, MAM, PAD, IMT, M/L manchet
Længde/dybde	138 mm
Bredde	94.5 mm
Højde	62.5 mm
Vægt, netto	402 g
Strømspecifikationer	1.5 V
Inkluderet tilbehør	Manchet, 4 stk AA batterier
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	16 stk	44 cm	31.5 cm	38 cm	4719003342036
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.