



Varenummer 1000004416

Overgangsadapter, Medicina, ENFit, fra ENLock sonde duodenalsonde til ENFit sprøjte

✓ Overgangsadapter fra ENLock sonde duodenalsonde til ENFit sprøjte



Produktbeskrivelse

Overgangsadapter fra ENLock sonde og duodenalsonde til ENFit sprøjte/ernæringssæt. Engangs. Steril.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Overgangsadapter
Varemærke	Medicina
Features	ENFit, fra ENLock sonde duodenalsonde til ENFit sprøjte
Engangs/flergangs	Engangs
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sygesikringsgruppe	6
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	50 stk	28 cm	17 cm	25 cm	25060278508508



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt