

Varenummer 1000004443

⊕ spraywash

Beholder, SprayWash

✓ Farvekodet



Produktbeskrivelse

Smart farvekodet opbevaring af SprayWash system, der passer til SprayWash systemet. Match farven med den ønskede tablet der bruges for sikker og enkel brug.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Beholder
Varemærke	SprayWash
Farve	Gul

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	39 cm	30 cm	12 cm	7331244660150
stk	1 stk				7331244660150