



Varenummer 1000004444

⊕ spraywash

Beholder, SprayWash

✓ Farvekodet

Produktbeskrivelse

Smart farvekodet opbevaring af SprayWash system, der passer til SprayWash systemet. Match farven med den ønskede tablet der bruges for sikker og enkel brug.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Beholder
Varemærke	SprayWash
Farve	Hvid

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	38 cm	28 cm	12 cm	7331244660143
stk	1 stk				7331244660143