



Varenummer 1000004457

**Kateterfiksering, Skater Fix, beige, CH 05-16, steril****Produktbeskrivelse**

Anvendes til fiksering af fx katetre med burrebånd, hvilket giver mulighed for inspektion af punkturstedet. Kateteret fikseres mekanisk og derved mindskes klæberester på kateteret. Kateterskift er nemmere og risikoen for at kateteret rykkes ud med plasteret formindskes væsentligt. Skumdelen forhindrer katetret i at kinke. Flexibel fiksering, som følger brugerens bevægelser. Latexfri.

STERILE

**Specifikationer**

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Kateterfiksering                                                                 |
| Varemærke                        | Skater Fix                                                                       |
| Sekundær farve                   | Beige                                                                            |
| Features                         | CH 05-16, steril                                                                 |
| Materiale                        | Skum, hydrokolloid, nonwoven                                                     |
| Certifikater                     | CE. MD.                                                                          |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse Is                                                                        |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Holdbarhed                       | Ifølge udløbsdato                                                                |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

**Forpakning**

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN            |
|-------|------------|---------|---------|---------|----------------|
| pk    | 25 stk     | 24.2 cm | 13.7 cm | 15.6 cm | 10886333217615 |
| stk   | 1 stk      |         |         |         |                |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.