

Varenummer 1000004500

Knæstrømpe, Juzo Dynamic, AD, kl. 2, m.tå, mandel, 3-medium-ekstra kort

- ✓ Meget slidstærk
- ✓ Tæt og diskret maskebillede
- ✓ Robust, også ved stor fysisk belastning

**Produktbeskrivelse**

Juzo Dynamic er med sit tætte, diskrete strik visuelt diskret. Den sidder perfekt, og er, også ved stor fysisk belastning, robust. Den ideelle rundstriksstrømpe til høje krav. Egned til brug ved moderat til kraftig venøs insufficiens. Fås med eller uden tå. Fås i klasse 1, 2 og 3. Juzo Dynamic kompressionsstrømpen fås i farverne: sesam, mandel, birk, blåbær og peber. Ved anvendelse af kompressionsstrømper er det vigtigt at sikre, at størrelsen er rigtig for at sikre optimale effekt. Derfor bør måltagningen foretages af en person, der har viden om og erfaring i måltagning. Det bør tages mål til strømperne så tidligt på dagen som muligt. Dette for at undgå, at der tages mål, hvor benene kan være hævede og målene derved ikke bliver korrekte. Kontakt venligst ABENA kundeservice for yderligere vejledning vedr. kompressionsstrømper.

**Specifikationer**

Produktbetegnelse	Knæstrømpe
Varemærke	Juzo
Vareserie	Dynamic
Sekundær farve	Mandel
Ingredienser/sammensætning	75% polyamid, 25% elasthan
Målepunkter	AD
Kompressionsklasse	Kl. 2
Strømpeegenskaber	M.tå
Strømpestørrelse	3-medium-ekstra kort
Certifikater	OEKO-TEX. RAL. CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	Kompressionsklasse 2 - 23-32 mmHg
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Medicinske kompressionsstrømper kan i enkelte tilfælde medføre allergiske reaktioner.
Holdbarhed	3 år, ved korrekt opbevaring.
Holdbarhed, åbnet	6 måneder, ved korrekt behandling.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Vaskes med vrangen ud, på skåneprogram og ved 40°C. Skyllemiddel må ikke anvendes. Skal ligge og tørre - ikke i direkte sol eller på direkte varme. Kan tørretumbles ved lav temperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
par	1 par	22 cm	16 cm	3.3 cm	4047056162654



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet kan vaskes ved 40 grader eller derunder.