



Varenummer 1000004513

Længdemål, Seca 233, 296x641x179mm, hvid, til babyvægt



Produktbeskrivelse

Målestangen Seca 233 er et præcist og samtidig holdbart længdemål til spædbørn. Målestangen er både beregnet til at fastslå et nyfødt barns størrelse og til at føre kontrol med kropslængden i løbet af væksten. Vha. det medleverede monteringsmateriale befæstes den på de følgende seca-vægte: modellerne 374, 376 og 378. Målestangen fungerer på den måde som komplet målestation sammen med en vægt. Målestangen er lavet af en stabil aluminiumprofil og er let at vedligeholde. Den medleverede hoved- og fodstøtte tillader en bekvem og sikker måling. Måleområde er 35-80 cm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Længdemål
Varemærke	Seca
Vareserie	233
Farve	Hvid
Features	Til babyvægt
Graduering	1mm
Materiale	Aluminium
Længde/dybde	296 mm
Bredde	641 mm
Højde	179 mm
Vægt, netto	880 g
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Produkt- eller teststandarder	CE 0123
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	65 cm	17 cm	10 cm	4012030014489
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.